

**REFLEX Condoms®
GEL
LUBRIFIANT**



- **Ingrédients** → Aqua, Glycérin, Hydroxyéthylcellulose, Méthylparaben, Carbomer, Sodium, Hydroïde, Propylparaben.
- **Indications :** Sécheresse vaginale, lubrification des muqueuses, compatible avec les préservatifs
- **Mode d'emploi :** Appliquer l'équivalent d'une noisette de gel à l'entrée de l'organe à lubrifier.
- **Garanties de conformité :** label CE 0051
- **Contenance :** 75 ml
- **Emballage** → Tube à l'unité (ACL : 4550950)